






Overzicht Newton zittingbeslag – voorzijde

		Zitbreedte					
		W37	W42	W47	W52	W57	
Rolstoeltype	Roxx The New Original	Standard	 A	 A	 B	 A	 B
		Blocker	 C L + R	 C	 D L + R	 C	 D
	Canto Nxt	 E	 F	 G	 F	X	
	Roxx The Original	X	 H L + R	 I	 H	X	

Overzicht Newton zittingbeslag – achterzijde

NEWTON

		Zitbreedte					
		W37	W42	W47	W52	W57	
Rolstoeltype	Roxx The New Original	Standaard	 A	 B	 C	 B	 C
		Blocker	 A Zonder buisklem	 B Zonder buisklem	 C Zonder buisklem	 B Zonder buisklem	 C Zonder buisklem
	Roxx The Original	Canto Nxt	 D L + R	 B*	 C*	 B*	X
			 E	 F	 G	 F	X

* Verplaats het zittingbeslag op de zitting zoveel mogelijk naar binnen